

KMKT 2460-2

Fiskars «All Steel» gryte (24 cm | 6 liter)

Gryter i børstet, rustfritt stål kun hos Miele.

EAN: 4002516527909 / Materialnummer: 11945230 /
Gammelt materialnummer: 26996106EU1



- Grytebunnen er bygget opp av 5 lag for minimal støytvikling
- Perfekt tilpasset Miele's induksjonstopper
- Sikkert og ergonomisk utformede håndtak i rustfritt stål
- Måleskala på innsiden forenkler matlagingen
- Produsert i Finland, i rustfritt stål uten belegg
- Kapasitet: 6 liter