

WA UC 1501 L

UltraColor flytende vaskemiddel 1,5 l

høyeffektivt flytende vaskemiddel for kulørt og sort tøy.

EAN: 4002516531524 / Materialnummer: 11979370 /
Gammelt materialnummer: 11997231EU4



- Utmerket flekkjerning for vask også ved lave temperaturer
- Inneholder 7 enzymer for optimal renhet
- Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
- ColorProtect for holdbar fargeintensitet
- Fritt for mikroplast og i stor grad biologisk nedbrytbar
- Miele Aqua: En forfriskende naturlig duftopplevelse