

WA UD 1502 L
UltraDark 1,5 l
for mørkt og sort tøy.

EAN: 4002516530817 / Materialnummer: 11986770 /
Gammelt materialnummer: 11997232EU4



- Kombinerer høy rengjøringseffekt med høy fiberbeskyttelse
- ColorProtect for holdbar fargeintensitet
- Anti-nuppeeffekt: Beskytter klærne mot falming av farge
- Inneholder 7 enzymer for optimal renhet
- Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
- Meget drøy – til 60 vaskeomganger