

WA SO 1503 L
UltraSoft tøymykner 1,5 l
for silkemykt tøy og forfriskende Aqua-duft.

EAN: 4002516531173 / Materialnummer: 11987020 /
Gammelt materialnummer: 11997233EU4



- naturlig ren og frisk duft
- Reduserer krølldannelsen og gjør det enklere å stryke tøyet
- Flaske av 100 % resirkulert plast – av hensyn til miljøet
- Fritt for mikroplast og i stor grad biologisk nedbrytbar
- Forhindrer elektrostatisk utlading i tørketromlen
- Drøy – til 50 gangers bruk