

FA C 452 L

Sett 3x Miele Cocoon

til 150 tørkeomganger – en duft av velvære som fra nyvasket tøy.



EAN: 4002516560951 / Materialnummer: 12023750 /  
Gammelt materialnummer: 11997229EU5

- For en frisk duftopplevelse som varer inntil 4 uker
- Velduftende tøy – helt uten tøykner
- Duftintensitet som kan tilpasses individuelt
- Spesielt utviklet for Miele av parfymedesignere fra Provence
- For Miele-tørketromler og tørkeskap med FragranceDos