


DKF 35-P

Active AirClean-luftfilter med aktivt kull
for Miele KMDA 7272 og KMDA 7473.



EAN: 4002516584759 / Materialnummer: 12041230 /
Gammelt materialnummer: 28997240EU1

- Merkbart frisk og duftnøytral luft i hele kjøkkenet
- Nøytraliserer ubehagelig lukt fra matlaging
- Redusert støyutvikling takket være plissert materiale
- Enkelt og raskt bytte av filter
- For å opprettholde effekten: Filterbytte hver 6. måned