

KWF 1000

IntensiveClear

Vannfilter med aktivt kull til MasterCool F 1xxx/F 2xx1/KF 1xxx/KF 2xx1

- for tydelig bedre vannkvalitet
- Nyt rent vann og smaksnøytrale isbiter
- filtrerer suspenderte partikler samt duftstoffer fra vannet
- For å opprettholde ytelsen må filteret byttes ut hver 6. måned

EAN: 4002516578499 / Materialnummer: 12073600 /
Gammelt materialnummer: 38996034EU2