


APLW 630

Innsats

for optimal plassering av lungeautomater.



- Egnet for sikker klargjøring av 4 lungeautomater
- Med kurv til smådeler med 4 fargemarkerte rom
- Med trykklufttilkobling og trykkluftindikator
- Tilkobling via hurtigkoblinger (kompatibel med Parker Rectus 25®)
- Kan brukes i kurvene APLW 152, APLW 107 og vognen E 975/2

EAN: 4002516707905 / Materialnummer: 12229980 /
Gammelt materialnummer: 69663000D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsanlegg, brann- og redningstjenesten	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615 [Sikkerhet]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategori	
Innsats for lungeautomater	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Svart, Rustfritt stål
Trykkluftindikator	•
Bruksområde	
Klargjøring av lungeautomater	•
Kapasitet	
Lungeautomater [antall]	4
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	255
Utvendig mål, bruttbredde i mm	265
Utvendig mål, bruttdybde i mm	560
Nettovekt i kg	5,55
Bruttovekt i kg	6,01