

APLW 631

Innsats

for optimal plassering av vernemasker.



- Sikker klargjøring av inntil 4 vernemasker
- Med 4 kurver for smådeler

EAN: 4002516726036 / Materialnummer: 12230130 /
Gammelt materialnummer: 69663100D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsanlegg, brann- og redningstjenesten	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615 [Sikkerhet]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategori	
Innsats for vernemasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av vernemasker	•
Kapasitet	
Vernemasker [antall]	4
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	190
Utvendig mål, bruttbredde i mm	265
Utvendig mål, bruttdybde i mm	550
Nettovekt i kg	2,99
Bruttovekt i kg	2,99