

APLW 873
Merkelapper
med karabinkrok for fargemerking.



- Sett med seks merkelapper i ulike farger
- Til bruk med APFD 200, APFD 201, APLW 630 og APLW 631

EAN: 4002516726050 / Materialnummer: 12230230 /
Gammelt materialnummer: 69687300D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Vaskedekontaminatorer, brann- og redningstjenesten	•
Rengjørings- og desinfeksjonsanlegg, brann- og redningstjenesten	•
Produkttilhørighet	
PG 8063	•
PG 8593	•
PLW 8615 [Sikkerhet]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktkategori	
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Blå, Rustfritt stål, Gul, Grønn, Svart, hvit, Fiolett
Bruksområde	
Klargjøring av lungeautomater	•
Klargjøring av vernemasker	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120
Nettovekt i kg	0,03
Bruttovekt i kg	0,03