

ProCare Universal 70 ST - 500ml
 Universalrens, mildt alkalisk, 500 ml
 for skånsom fjerning av fettrester og smuss.



- Effektivt høykonsentrat for det beste rengjøringsresultatet
- Fremragende oppløsningseffekt på olje- og fettflekker
- Høy materialbeskyttelse
- Anbefalt for Miele Professional og Steelco-produkter i rustfritt stål
- Utmerket med EU Ecolabel
- Resirkulerbar emballasje

EAN: 4002516693062 / Materialnummer: 12306020 /
 Gammelt materialnummer: 66917701V1

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
ProfiLine-oppvaskmaskiner	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Vaskemaskiner	•
Tørketromler	•
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Bekkenspylere	•
Bordautoklaver	•
Store autoklaver	•
Anvendelsesmuligheter	
Fjerning av kaffe- og terester	Svært god
Fjerning av inntørkede matrester	Svært god
Fjerning av fett	Svært god
Fjerning av olje	Svært god
Fjerning av blod	Svært god
Fjerning av eggehvite	Svært god
Fjerning av stivelse	Svært god
Fjerning av matrester	Svært god
Fjerning av gjenstridige og inntørkede rester	Svært god
Doseringsanbefaling	
Doseringsanbefaling pr. vask	Ready to use
pH-verdien til kjemikalieoppløsningen som er brukt	10,0-11,0
Produktegenskaper	
Type middel	Rengjøringsmiddel for rustfritt stål
Aggregatform	Flytende konsentrat
Innholdsstoffer	
Minimal lagringstemperatur i °C	5
Maksimal lagringstemperatur i °C	25
Egnet for rustfritt stål	•
God rengjøringsevne	•
Fosfatfritt	•
Uten silikater	•
Høy materialbeskyttelse	•
Tensidholdig intensivt rengjøringsmiddel	•
Sterkt emulgerende og dispergerende effekt	•
Svært god materialbestandighet	•
Uten fosforforbindelser	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	270
Utvendig mål, nettobredde i mm	93
Utvendig mål, nettodybde i mm	51
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	270

ProCare Universal 70 ST - 500ml
Universalrens, mildt alkalisk, 500 ml
for skånsom fjerning av fettrester og smuss.



EAN: 4002516693062 / Materialnummer: 12306020 /
Gammelt materialnummer: 66917701V1

Utvendig mål, bruttbredde i mm	93
Utvendig mål, bruttdybde i mm	51
Bruttovekt i kg	1
Kapasitet i ml	500
Samsvar, sertifisering og merking	
EU Ecolabel	•
Testnumre	
EU Ecolabel: DE/020/507	•