

ProCare Tex 10 W - 20 l

Ullvaskemiddel, flytende konsentrat, svakt surt, 20 l
for maskinell rengjøring av ull.



- Ingen toving av ull
- Hindrer fargeoverføring
- Hindrer ny gråfarging
- Dermatologisk testet

EAN: 4002516732440 / Materialnummer: 12338960 /
Gammelt materialnummer: 59706301V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Dosering	
pH-verdien til kjemikalieoppløsningen som er brukt	4,8-5,8
Egnet for automatisk dosering	•
Kan brukes med alle vannhardheter	•
Anvendelse	
Vaskerier	•
Hotell, gastronomi	•
Produktegenskaper	
Biologisk nedbrytbar	•
Spesielt effektiv ved lave temperaturer	•
Høy effekt med lav dosering	•
Tetthet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,03
Fritt for mikroplast	•
Enkel håndtering	•
Lagringstips	
Minimal lagringstemperatur i °C	0
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Lagres tørt og frostsikkert	•
Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart	•
Minste holdbarhet i måneder	24
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	385
Utvendig mål, nettobredde i mm	258
Utvendig mål, nettodybde i mm	294
Kapasitet i ml	20000
Samsvar, sertifisering/merking	
GHS/CLP-samsvar	•