

ProCare Tex 10 A - 5 l  
 Spesialvaskemiddel, flytende konsentrat, alkalisk, 5 l  
 fosfatfri, med EU Ecolabel.



- For optimal rengjøring av forskjellige typer tekstiler
- Utviklet spesielt for Miele Professional
- Basert på bærekraftige råstoffer
- Kort virketid og høy effekt med lav dosering
- Svært god oppløsningsevne på proteiner og fett
- Merket med EU Ecolabel

EAN: 4002516757931 / Materialnummer: 12441960 /  
 Gammelt materialnummer: 59701102V1

<b>Produktkategori</b>	
Vaskemaskiner	•
<b>Vaskeevne</b>	
Oppløsende effekt på smuss	Veldig bra
Oppløsende effekt på protein	Bra
Oppløsende effekt på fett	Bra
<b>Dosering</b>	
Justering av doseringskonsentrasjon mulig	•
pH-verdien til kjemikalieoppløsningen som er brukt	12,0-13,0
Egnet for automatisk dosering	•
Kan brukes med alle vannhardheter	•
<b>Anvendelse</b>	
Vaskerier	•
Hotell- og restaurantbransjen	•
Vask av treningstøy	•
Vask av yttertøy	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Type middel	Vaskemiddel uten blekemiddel
Alkalitet	Alkalisk
Aggregatform	Flytende konsentrat
Innholdsstoffer	Alkalier, Tensider
Biologisk nedbrytbar	•
Fosfatfri	•
Effektiv ved temperaturer på 30 °C – 90 °C	•
Høyeffektiv allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort virketid	•
Høy effekt med lav dosering	•
Tetthet (ved 20 °C) i g/cm <sup>3</sup>	1,17
Basert på 100 % bærekraftige råstoffer	•
<b>Lagringstips</b>	
Minimal lagringstemperatur i °C	0
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Lagres tørt og frostsikkert	•
Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart	•
Minste holdbarhet i måneder	24
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	256
Utvendig mål, nettobredde i mm	148
Utvendig mål, nettodybde i mm	193
Kapasitet i g	6250
Kapasitet i ml	5000
<b>Samsvar, sertifisering og merking</b>	
GHS/CLP-samsvar	•
EU Ecolabel	•
<b>Testnumre</b>	
EU Ecolabel: DE/039/019	•