

ProCare Tex 10 A - 10 l

Spesialvaskemiddel, flytende konsentrat, alkalisk, 10 l
for rengjøring av hvite tekstiler og fargeekte, kulørte tekstiler.



- For bruk i Miele Professional vaskemaskiner
- Basert på bærekraftige råstoffer
- Kort virketid og høy effekt ved lav dosering
- Svært god oppløsningsevne på proteiner og fett
- Merket med EU Ecolabel

EAN: 4002516757771 / Materialnummer: 12441970 /
Gammelt materialnummer: 59701202V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeevne	
Oppløsende effekt på smuss	Veldig bra
Oppløsende effekt på protein	Bra
Oppløsende effekt på fett	Bra
Dosering	
Justering av doseringskonsentrasjon mulig	•
Egnet for automatisk dosering	•
Kan brukes med alle vannhardheter	•
Doseringsanbefaling	
pH-verdi ved 20 °C	12,6
Anvendelse	
Vaskerier	•
Hotell- og restaurantbransjen	•
Vask av treningstøy	•
Vask av yttertøy	•
Vask av arbeidsklær	•
Produktegenskaper	
Minimal lagringstemperatur i °C	0
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttodybde i mm	228,00
Produktegenskaper	
Type middel	Vaskemiddel uten blekemiddel
Alkalitet	Alkalisk
Aggregatform	Flytende konsentrat
Innholdsstoffer	Alkalier, Tensider
Biologisk nedbrytbar	•
Fosfatfri	•
Effektiv ved temperaturer på 30 °C – 90 °C	•
Høyeffektiv allerede ved temperaturer fra 40 °C	•
Kort virketid	•
Høy effekt med lav dosering	•
Tetthet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,17
Basert på 100 % bærekraftige råstoffer	•
Lagringstips	
Minimal lagringstemperatur i °C	0
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Lagres tørt og frostsikkert	•
Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart	•
Minste holdbarhet i måneder	24
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettø høyde i mm	314
Utvendig mål, nettø bredde i mm	202
Utvendig mål, nettø dybde i mm	230
Utvendig mål, brutto høyde i mm	306
Utvendig mål, brutto bredde i mm	204

ProCare Tex 10 A - 10 l

Spesialvaskemiddel, flytende konsentrat, alkalisk, 10 l
for rengjøring av hvite tekstiler og fargeekte, kulørte tekstiler.



EAN: 4002516757771 / Materialnummer: 12441970 /
Gammelt materialnummer: 59701202V1

Utvendig mål, bruttodybde i mm	228
Kapasitet i g	12500
Bruttovekt i kg	12,26 kg
Kapasitet i ml	10000

Samsvar, sertifisering og merking

GHS/CLP-samsvar	•
EU Ecolabel	•

Testnumre

EU Ecolabel: DE/039/019	•
-------------------------	---