

ProCare Tex 10 MA - 10 l

Fin- og kulørtvaskemiddel, flytende konsentrat, mildt alkalisk, 10 l for rengjøring av kulørte og ømfintlige tekstiler.



- For bruk i Miele Professional vaskemaskiner
- Fri for optiske blekemidler og blekemidler
- Kort virketid og skumregulerende
- God oppløsningsevne på proteiner og fettl
- Merket med EU Ecolabel

EAN: 4002516757542 / Materialnummer: 12442020 / Gammelt materialnummer: 59702202V1

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Vaskeevne	
Oppløsende effekt på smuss	Bra
Oppløsende effekt på protein	Bra
Oppløsende effekt på fett	Bra
Dosering	
Justering av doseringskonsentrasjon mulig	•
Egnet for automatisk dosering	•
Manuell dosering	•
Kan brukes med alle vannhardheter	•
Doseringsanbefaling	
pH-verdi ved 20 °C	9,5
Anvendelse	
Vaskerier	•
Hotell- og restaurantbransjen	•
Vask av treningstøy	•
Vask av yttertøy	•
Vask av arbeidsklær	•
Produktegenskaper	
Minimal lagringstemperatur i °C	4
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttodybde i mm	228,00
Produktegenskaper	
Type middel	Vaskemiddel t. fint/farget tøy
Alkalitet	Mildt alkalisk
Aggregatform	Flytende konsentrat
Innholdsstoffer	Alkalier, Konserveringsmiddel, Tensider
Fosfatfri	•
Effektiv ved temperaturer på 30 °C – 90 °C	•
Skumregulerende	•
Tetthet (ved 20 °C) i g/cm ³	1,03
Lagringstips	
Minimal lagringstemperatur i °C	4
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Lagres tørt og frostsikkert	•
Etter at du har tilsatt nødvendig mengde, må beholderen lukkes igjen umiddelbart	•
Kan brukes etter tining uten tap av kvalitet	•
Minste holdbarhet i måneder	24
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	314
Utvendig mål, nettobredde i mm	202
Utvendig mål, nettodybde i mm	230
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	306
Utvendig mål, bruttbredde i mm	204
Utvendig mål, bruttodybde i mm	228
Kapasitet i g	10900

ProCare Tex 10 MA - 10 l

Fin- og kulørtvaskemiddel, flytende konsentrat, mildt alkalisk, 10 l
for rengjøring av kulørte og ømfintlige tekstiler.



EAN: 4002516757542 / Materialnummer: 12442020 /
Gammelt materialnummer: 59702202V1

Bruttovekt i kg 11,38 kg

Kapasitet i ml 10000

Samsvar, sertifisering og merking

GHS/CLP-samsvar •

EU Ecolabel •

Testnumre

EU Ecolabel: DE/039/020 •