

ProCare Universal 81 C - 250 g
 Avkalkingsmiddel for maskiner, surt, 250 g
 for fjerning av gjenstridige kalkavleiringer.



- Fjerning av kalkavleiringer og kontaminering
- Økt levetid for varmeelementet
- Tilpasset Miele Professional-produkter

EAN: 4002516770862 / Materialnummer: 12456130 /
 Gammelt materialnummer: 66920601V1

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner, friskvann	•
Oppvaskmaskiner friskvann	•
ProfiLine-oppvaskmaskiner	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Vaskemaskiner	•
Laboratoriemaskiner	•
Store laboratoriemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Store termodesinfektorer	•
Vaskedekontaminatore, dental	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Store vaskedekontaminatore, medisin	•
Anvendelsesmuligheter	
Fjerning av kalkavleiringer og andre syreoppløselige kontaminasjoner	•
Dosering	
Doseringsanbefaling per rengjøringscyklus	1–2 bokser
Egnet for alle vannhardheter	•
Manuell dosering	•
Produktegenskaper	
Type middel	Avkalkingsmiddel for maskiner
Aggregatform	Pulver
Innholdsstoffer	Sitronsyre
pH-verdi ved 20 °C	4,5
Uten fosforforbindelser	•
Høy materialbeskyttelse	•
Svært god materialbestandighet	•
Lagringstips	
Minimal lagringstemperatur i °C	5
Maksimal lagringstemperatur i °C	40
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	124
Utvendig mål, nettobredde i mm	66
Utvendig mål, nettodybde i mm	66
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	120
Utvendig mål, bruttbredde i mm	70
Utvendig mål, bruttdybde i mm	70
Kapasitet i g	250
Bruttovekt i kg	0,33
Samsvar, sertifisering og merking	
GHS/CLP-samsvar	•