

A 315/1

Modul

for kapasitetsøkning og klargjøring av hule instrumenter.



- Økt injektorkapasitet fra 22 til 44 stykker
- Kan brukes i alle A 151-underkurver på markedet
- Alle vanlige dental- og ØNH-adaptore og tilbehør kan anvendes

EAN: 4002516881186 / Materialnummer: 12531630 /
Gammelt materialnummer: 69631501D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Innsats for ØNH-instrumenter	•
Innsats/modul for dentalinstrumenter	•
Annen innsats/annen modul	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Mulighet for å bruke et filter i midten	•
Bruksområde	
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Kapasitet	
ØNH-instrumenter [antall]	22
Roterende instrumenter [antall]	22
Sug [antall]	22
Hule instrumenter [antall]	22
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	165
Utvendig mål, bruttbredde i mm	505
Utvendig mål, bruttdybde i mm	550
Nettovekt i kg	2,90
Bruttovekt i kg	3,66
Tilbehørspakke	
A 838 nøkkelsett [antall]	1