


APWD 153

Kurv

for plassering av vanlige DIN-instrumentrister og ulike innsatser.



EAN: 4002516847540 / Materialnummer: 12537450 /

Gammelt materialnummer: 69615300D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PWD 8682 C	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Bruksområde	
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av VET-instrumenter	•
Klargjøring av fotterapiinstrumenter	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Klargjøring av brett/fat	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av smådeler	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Kapazität	
DIN-instrumentrister [antall]	2
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	88
Utvendig mål, nettobredde i mm	530
Utvendig mål, nettodybde i mm	522
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	115
Utvendig mål, bruttbredde i mm	540
Utvendig mål, bruttdybde i mm	553
Nettovekt i kg	1,86
Bruttovekt i kg	2,46