

APWD 338

Forseglinger

med indikator for å forhindre uønsket åpning etter dampsterilisering.



- Indikator for dampsterilisering iht. EN ISO 11140-1 klasse 1
- 100 stk. per pakke

EAN: 4046963756512 / Materialnummer: 12566280 /
Gammelt materialnummer: 69633800D

Produktkategori	
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Tetning	•
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av VET-instrumenter	•
Klargjøring av fotterapiinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Oransje
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	60
Utvendig mål, bruttbredde i mm	200
Utvendig mål, bruttodybde i mm	200
Nettvekt i kg	0,07
Bruttvekt i kg	0,07