

DV1 DIN51
Tappekrän
for enkel fylling av flytende ProCare-produkter.



- Enkel, rask og ren dosering
- DIN 51-kork for ProCare-beholderene på 5 og 10 liter
- Lettgående spak for enkel betjening

EAN: 4002516815440 / Materialnummer: 12594480 /
Gammelt materialnummer: 59713001V1

Produktkategori	
ProCare	•
Anvendelsesmuligheter	
Enkel fylling av flytende ProCare-produkter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttodybde i mm	150,00
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	62
Utvendig mål, nettobredde i mm	98
Utvendig mål, nettodybde i mm	66
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	100
Utvendig mål, bruttodybde i mm	150
Bruttovekt i kg	0