

KFFD 6741

Frittstående kjølfrys-kombinasjon med fransk dør

DailyFresh | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool




EAN: 4002516803744 / Materialnummer: 12595450 /
Gammelt materialnummer: 38674100EU1

- Romslig skuff med justerbar fuktighet – DailyFresh
- Longlife AirClean-system – Fersk mat uten ubehagelig lukt
- Fleksibel bruk av lagringsplass – Freeze&Cool
- Ingen isdannelse på maten og ingen behov for avriming takket være NoFrost
- Jevn temperaturfordeling i skapet – DynaCool


KFFD 6741

Frittstående kjøl/frys-kombinasjon med fransk dør


DailyFresh | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool



E-Com, KFFD6741 edt/cs, installation diagram



E-Com, KFFD6741 edt/cs, top view



E-Com, KFFD6741 edt/cs, installation (*footnote)