

XKM 3200 WL LMD86

Kommunikasjonsmodul for produkter i generasjonen PLW/PWD 868x eller 869x for Expertline, for tilkobling t. Miele MOVE, Segosoft el. annen dok. prog.vare.



- State-of-the-art nettverkstilkobling til Miele MOVE
- Sikker overføring via Ethernet
- REST-grensesnitt med klargjøring av data i JSON-format
- Fleksibel drift i lokale nettverk
- De siste 30 prosessprotokollene lagres i maskinen

EAN: 4002516866527 / Materialnummer: 12611070 /
Gammelt materialnummer: 68822104D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Vaskedekontaminatorer, brann- og redningstjenesten	•
Produkttilhørighet	
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av tåteflasker	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Klargjøring av margnagler/margbor	•
Klargjøring av brett/fat	•
Klargjøring av instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Grå
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	40
Utvendig mål, nettobredde i mm	90
Utvendig mål, nettodybde i mm	110
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	105
Utvendig mål, bruttbredde i mm	165
Utvendig mål, bruttdybde i mm	210
Nettovekt i kg	0,18

XKM 3200 WL LMD86

Kommunikasjonsmodul for produkter i generasjonen PLW/PWD 868x eller 869x for Expertline, for tilkobling t. Miele MOVE, Segosoft el. annen dok. prog.vare.

EAN: 4002516866527 / Materialnummer: 12611070 /
Gammelt materialnummer: 68822104D

Bruttovekt i kg

0,46

