


A 102

Overkurv

høydejusterbar, optimal plassering av innsatser.



- Plasseringshøyde 205 +/- 30 mm, -bredde 475 mm, -dybde 443 mm
- Med innebygd spylearm


EAN: 4002516855262 / Materialnummer: 12645600 /
Gammelt materialnummer: 69610201D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Overkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	2
SPRI-instrumentrister [antall]	1
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	206
Utvendig mål, nettobredde i mm	528
Utvendig mål, nettodybde i mm	527
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	230
Utvendig mål, bruttbredde i mm	540
Utvendig mål, bruttdybde i mm	545

A 102

Overkurv

høydejusterbar, optimal plassering av innsatser.



EAN: 4002516855262 / Materialnummer: 12645600 /
Gammelt materialnummer: 69610201D

Nettovekt i kg	3,04
Bruttovekt i kg	3,78