

## KTU 530

### Ombyggingssett

for å få plass til kurver med ytre mål 53 x 53 cm.



- Består av 2 håndtak i rustfritt stål
- For tilpasning av standard kurvholder i serien PG 8172

EAN: 4002516854883 / Materialnummer: 12663420 /  
Gammelt materialnummer: 67853005D

| Produktkategori                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående | •              |
| Produkttilhørighet                  |                |
| PG 8172                             | •              |
| PG 8172 Eco                         | •              |
| PTD 901                             | •              |
| Produktkategori                     |                |
| Tom underkurv (lavett)/kurvholder   | •              |
| Ombyggingssett                      | •              |
| Produktegenskaper                   |                |
| Material                            | Rustfritt stål |
| Farge                               | Rustfritt stål |
| Mål og vekt                         |                |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm      | 100            |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm      | 150            |
| Utvendig mål, bruttdybde i mm       | 750            |
| Nettovekt i kg                      | 0,85           |
| Bruttovekt i kg                     | 1,10           |