


A 104

Overkurv

for optimal plassering av instrumenter fra MIS, artroskopi og urologi.



- Høyre side for plassering av 11 hule instrumenter
- Maks. lengde på instrumenter som er nettverkstilkoblet: 430 mm
- Ekstra Luer-Lock-tilkoblingspunkter for hule instrumenter
- Venstre side fri for innsatser (maks. plasseringsmål H 310, B 240, D 455 mm)

EAN: 4002516854807 / Materialnummer: 12664810 /
Gammelt materialnummer: 69610401D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Kurv for MIS-instrumenter	•
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Kapasitet	
DIN-instrumenter [antall]	1
Hule instrumenter [antall]	11
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	332
Utvendig mål, nett bredde i mm	528
Utvendig mål, nett dybde i mm	526
Utvendig mål, brutt høyde i mm	420
Utvendig mål, brutt bredde i mm	533
Utvendig mål, brutt dybde i mm	594
Nettvekt i kg	4,86
Bruttvekt i kg	6,89
Tilbehørspakke	
E 442 spylehylse, Ø 11 mm, lengde 121 mm, med kappe Ø 6 mm [antall]	2
E 448 silikonslange med Luer-Lock hunnadapter [antall]	2
E 452 injektordyse 2,5 x 60 mm [antall]	1
E 453 injektordyse 4 x 110 mm med festeklemmer [antall]	1
E 454 injektordyse for trokarhyler 10–15 mm [antall]	1