


A 105/1

Overkurv

høydejusterbar, uten injektordyser, for plassering av ulike instrumenter.



- Høyre side: 22 injektorplasser
- Venstre side for plassering av innsatser
- Aktiv innvendig tørking av hule instrumenter
- Aktiv innvendig tørking av hånd- og vinkelstykker
- Filterrør A 800 kan brukes i begge injektorlistene

EAN: 4002516854814 / Materialnummer: 12664820 /
Gammelt materialnummer: 69610502D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Injektorkurv	•
Overkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Mulighet for å bruke et filter i midten	•
Bruksområde	
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Kapasitet	
Roterende instrumenter [antall]	22
Hule instrumenter [antall]	22
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	220
Utvendig mål, bruttbredde i mm	540
Utvendig mål, bruttdybde i mm	540
Nettovekt i kg	4,87
Bruttovekt i kg	5,56
Tilbehørspakke	
A 838 nøkkelsett [antall]	1