

A 846

Injektordyse

med støtte, til rengjøring av laboratorieflasker og rundkolber.



- For laboratorieflasker inntil 10 L og rundkolber inntil 6 l
- Lengde dyse: 127 mm, lengde dyse med holder: 158 mm
- Ø dyse: 10 mm
- Egnet for modul A 313 og A 612

EAN: 4002516855088 / Materialnummer: 12665100 /
Gammelt materialnummer: 69684601D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Gummi, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart, Grå
Bruksområde	
Klargjøring av laborateglass	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	158
Utvendig mål, nettobredde i mm	110
Utvendig mål, nettodybde i mm	110
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	160
Utvendig mål, bruttbredde i mm	145
Utvendig mål, bruttdybde i mm	265
Nettovekt i kg	0,23
Bruttovekt i kg	0,38