

A 847

Injektordyse

med støtte, til rengjøring av erlenmeyerkolber.



- For erlenmeyerkolber inntil 5 l
- Lengde dyse: 127 mm
- Ø dyse: 10 mm, Ø støtte: 142 mm
- Egnet for modul A 313 og A 612

EAN: 4002516855101 / Materialnummer: 12665110 /

Gammelt materialnummer: 69684701D

Produktkategori

- Laboratorievaskemaskiner
- Store laboratorievaskemaskiner

Produkttilhørighet

- PLW 8636 [LAB/LAB MON]
- PG 8504
- PG 8583
- PG 8583 CD
- PG 8593
- PLW 8604
- PLW 8683
- PLW 8683 CD
- PLW 8693
- PLW 7111

Produktkategori

- Injektordyse

Produktegenskaper

- Material Rustfritt stål, Kunststoff
- Farge Rustfritt stål, Grå

Bruksområde

- Klargjøring av laboratorieglass

Mål og vekt

- Utvendig mål, nettohøyde i mm 170
- Utvendig mål, nettobredde i mm 249
- Utvendig mål, nettodybde i mm 35
- Utvendig mål, bruttohøyde i mm 70
- Utvendig mål, bruttbredde i mm 180
- Utvendig mål, bruttdybde i mm 260
- Nettovekt i kg 0,13
- Bruttovekt i kg 0,22