

A 861
 Holdegitter
 for injektormodul A 301/4 og A 301/5.



- Inndeling: 3 x 6 felt
- Kan settes på injektormodul A 301/4 og A 301/5
- For optimal plassering av laboratorieglass
- Del av EasyLoad-systemet

EAN: 4002516854876 / Materialnummer: 12665440 /
 Gammelt materialnummer: 69686101D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
SlimLine-laboratoriemaskin	•
Rengjøringsautomater for rengjøring av industrielle deler	•
SlimLine laboratoriemaskin for rengjøring av industrielle deler	•
Produkttilhørighet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Produktkategori	
Annen innsats/annen modul	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Antall kamre	18
Rombredde i mm	74
Romlengde i mm	74
Del av EasyLoad-systemet	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	80
Utvendig mål, nettobredde i mm	200
Utvendig mål, nettodybde i mm	350
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	130
Utvendig mål, bruttobredde i mm	255
Utvendig mål, bruttodybde i mm	485
Nettovekt i kg	0,59
Bruttovekt i kg	0,94