

A 150

Underkurv

for optimal plassering av injektormoduler eller innsatser.



- Underkurv med to modulkoblinger
- For plassering av opptil 2 injektormoduler eller innsatser
- Automatisk lukking av koblingen når den ikke er i bruk
- Plasseringsmål: Bredde 494, lengde 440 mm

EAN: 4002516854449 / Materialnummer: 12666330 /
Gammelt materialnummer: 69615001D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategori	
Kurv med modulkobling	•
Underkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av butyrometere	•
Klargjøring av målesylindere	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	154
Utvendig mål, nettobredde i mm	529
Utvendig mål, nettodybde i mm	546
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	175
Utvendig mål, bruttbredde i mm	545
Utvendig mål, bruttdybde i mm	565
Nettovekt i kg	2,63
Bruttovekt i kg	3,29