

A 151

Underkurv

for plassering av vanlige DIN-instrumentrister og ulike innsatser.



- Plasseringshøyde avhengig av valgt overkurv
- Monteringsbredde: 490 mm, -dybde: 498 mm

EAN: 4002516853992 / Materialnummer: 12666340 /
Gammelt materialnummer: 69615101D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjøringsautomat, liten, dental	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjøringsautomater for rengjøring av industrielle deler	•
Vaskedekontaminatorer, brann- og redningstjenesten	•
Produkttilhørighet	
PG 8058	•
PG 8063	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Underkurv	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av tåteflasker	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av diverse utensiler	•

A 151

Underkurv

for plassering av vanlige DIN-instrumentrister og ulike innsatser.



EAN: 4002516853992 / Materialnummer: 12666340 /

Gammelt materialnummer: 69615101D

Klargjøring av lungeautomater

•

Klargjøring av vernemasker

•

Klargjøring av bæremeis til røykdykkerapparat

•

Produktegenskaper

Material Rustfritt stål, Kunststoff

Farge Rustfritt stål, Svart

Kapasitet

DIN-instrumentrister [antall]

2

SPRI-instrumentrister [antall]

1

Mål og vekt

Utvendig mål, nettohøyde i mm

88

Utvendig mål, nettobredde i mm

529

Utvendig mål, nettodybde i mm

522

Utvendig mål, bruttohøyde i mm

120

Utvendig mål, bruttbredde i mm

545

Utvendig mål, bruttodybde i mm

535

Nettvekt i kg

1,85

Bruttvekt i kg

2,40