


A 200

Vogn

for optimal plassering av 38 pipetter.



- For plassering av 10 100 ml pipetter på rad 1, avstand 20 mm
- For plassering av 14 25 ml pipetter på 2. rad, avstand 26 mm
- For plassering av 14 10 ml pipetter på 3. rad, avstand 26 mm

EAN: 4002516854012 / Materialnummer: 12667060 /
Gammelt materialnummer: 69620001D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktkategori	
Vogn for pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Kapasitet	
Pipetter [antall]	38
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	397
Utvendig mål, nettobredde i mm	529
Utvendig mål, nettodybde i mm	546
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	520
Utvendig mål, bruttbredde i mm	560
Utvendig mål, bruttdybde i mm	550
Nettovekt i kg	4,95
Bruttovekt i kg	6,38