


A 201

Vogn

for optimal plassering av anestesiset.



- 8 dyser m. fjærklemmer, for pusteslanger med lengde opptil 1,5 m
- Plasseres i spiral
- 15 injektordyser for intubasjonsmateriell

EAN: 4002516854005 / Materialnummer: 12667090 /
Gammelt materialnummer: 69620101D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Vogn for anesthesi-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Kapasitet	
AN-sett [antall]	3
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettø høyde i mm	434
Utvendig mål, nettobredde i mm	531
Utvendig mål, nettodybde i mm	546
Utvendig mål, brutto høyde i mm	790
Utvendig mål, bruttobredde i mm	715
Utvendig mål, bruttodybde i mm	860
Nettvekt i kg	8,97
Bruttovekt i kg	10,27
Tilbehørspakke	
E 430/1 1/3 instrumentrist [antall]	1
E 431 injektordyse for respiratorbelg, Ø 8 x 193 mm [antall]	1
E 432 holder for korrugerte pusteslanger [antall]	1
E 433 holder for pusteslanger i silikon [antall]	2
E 434 holder for pusteslanger for barn [antall]	1
E 466 injektordyse 8 x 333 mm, for pusteballong [antall]	6
E 496 injektordyse 4 x 120 mm [antall]	15