

A 202

Vogn

for optimal plassering av 4 DIN-instrumentrister.



- Egnet for 4 DIN-instrumentrister på 2 nivåer
- Rammer for innsatser: Kan fjernes ved klargj. av høye utensiler
- 6 ekstra tilkoblingsalternativer med Luer-Lock-tilkoblinger.
- Med innebygd spylearm
- Plasseringsmålene for de ulike nivåene er forskjellige

EAN: 4002516854043 / Materialnummer: 12667130 /

Gammelt materialnummer: 69620201D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Vogn for innsatser	•
Vogn for instrumentrister	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Kapazität	
DIN-instrumentrister [antall]	4
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	223
Utvendig mål, nettobredde i mm	529
Utvendig mål, nettodybde i mm	542
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	270
Utvendig mål, bruttbredde i mm	570
Utvendig mål, bruttdybde i mm	550
Nettovekt i kg	6,04
Bruttovekt i kg	6,76