


A 9/1

Perforert metallunderlag

for skånsom rengjøring av skjør oppvask ved å dempe spylestrålen.



- Utstansninger 7 x 7 mm, mellomstykke 3 mm

EAN: 4002516854029 / Materialnummer: 12667330 /

Gammelt materialnummer: 69500903D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
Produktkategori	
Underlag	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	1
Utvendig mål, nettobredde i mm	773
Utvendig mål, nettodybde i mm	573
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	10
Utvendig mål, bruttbredde i mm	580
Utvendig mål, bruttodybde i mm	740
Nettovekt i kg	1,69
Bruttovekt i kg	2,08