


E 104/1

Innsats

for optimal plassering av reagensrør opptil 12 x 105 mm.



- egnet for ca. 200 reagensglass (opptil 12 x 105 mm)
- Kapasitet inkludert deksel A 13
- Maskevidde på 8 x 8 mm

EAN: 4002516854111 / Materialnummer: 12667370 /
Gammelt materialnummer: 69510403D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
SlimLine-laboratoriemaskin	•
Rengjøringsautomater for rengjøring av industrielle deler	•
Store laboratoriemaskiner for rengjøring av industrielle deler	•
SlimLine laboratoriemaskin for rengjøring av industrielle deler	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Innsats/modul for reagensglass	•
Bruksområde	
Klargjøring av reagensglass	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Kapasitet	
Reagensglass [antall]	200
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	152
Utvendig mål, nett bredde i mm	200
Utvendig mål, nett dybde i mm	230
Utvendig mål, brutto høyde i mm	165
Utvendig mål, brutto bredde i mm	240
Utvendig mål, brutto dybde i mm	250
Nettovekt i kg	0,62

E 104/1

Innsats

for optimal plassering av reagensrør opptil 12 x 105 mm.

EAN: 4002516854111 / Materialnummer: 12667370 /

Gammelt materialnummer: 69510403D

Bruttovekt i kg

0,84

Tilbehørspakke

A 13 lokk [antall]

1

