

E 374

Innsats

for optimal plassering av ØNH-instrumenter som f.eks. inhalasjonstilkoblinger.



- 24 rom ca. 45 x 45 mm, 27 kamre ca. 12 x 12 mm
- Maskevidde bunn: 1,7 mm
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002516854050 / Materialnummer: 12667400 /
Gammelt materialnummer: 69537402D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Innsats for ØNH-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	51
Bruksområde	
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	63
Utvendig mål, nettobredde i mm	173
Utvendig mål, nettodybde i mm	445
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	88
Utvendig mål, bruttbredde i mm	225
Utvendig mål, bruttdybde i mm	468
Nettovekt i kg	1,14
Bruttovekt i kg	1,34