

A 208

Vogn

for optimal plassering av 8 instrumenttrister.



- Høy kapasitet: Klargjøring av 8 DIN-instrumenttrister samtidig
- 4 ekstra tilkoblingsmuligheter for hule instrumenter
- Uttakbart nivå øker lastehøyden
- Informasjon om plasseringsmål på nettet: Nivå 1 (nederst) til nivå 4

EAN: 4002516854494 / Materialnummer: 12668770 /

Gammelt materialnummer: 69620801D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Vogn for instrumenttrister	•
Bruksområde	
Klargjøring av instrumenttrister	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Kapasitet	
DIN-instrumenttrister [antall]	8
Hule instrumenter [antall]	4
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	397
Utvendig mål, nettobredde i mm	529
Utvendig mål, nettodybde i mm	546
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	570
Utvendig mål, bruttobredde i mm	480
Utvendig mål, bruttodybde i mm	540
Nettovekt i kg	9,83
Bruttovekt i kg	11,02