


A 302/2

Injektormodul

for optimal plassering av laboratorieglass – kan utstyres med 32 dyser.



- Egnet for div. lab.-glass, som erlenmeyerkobler, rundkobler, etc.
- Modul uten injektordyser – individuelt utstyr tilgjengelig
- For opptil 32 injektordyser
- Del av EasyLoad-systemet
- Dyseavstand 60 mm i bredden, 57 mm i dybden
- Egner seg spesielt for A 844 og A 845 (dysediameter 2,5 mm)

EAN: 4002516854098 / Materialnummer: 12669210 /
Gammelt materialnummer: 69630204D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Innsats/modul for traghalsede glass	•
Innsats for ulike flasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Del av EasyLoad-systemet	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Traghalsede glass [antall]	32
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	72
Utvendig mål, nettobredde i mm	195
Utvendig mål, nettodybde i mm	479
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	90
Utvendig mål, bruttbredde i mm	205
Utvendig mål, bruttdybde i mm	500
Nettovekt i kg	1,11
Bruttovekt i kg	1,96