


A 303
Modul
for optimal plassering av opptil 98 pipetter.



- Egnet for f.eks. 98 graderte og volumetriske pipetter
- Høyde på holderrammen: 150 mm
- 1 av disse kan benyttes i hver av kurvene A 150 og APLW 106
- Plasseringshøyde uten overkurv: 450 mm (med underkurv A 150)

EAN: 4002516854746 / Materialnummer: 12669220 /
Gammelt materialnummer: 69630301D

Produktkategori	
Laborativvaskemaskiner	•
Store laborativvaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Innsats/modul for pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Kapasitet	
Pipetter [antall]	98
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	185
Utvendig mål, nettobredde i mm	222
Utvendig mål, nettodybde i mm	471
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	220
Utvendig mål, bruttbredde i mm	260
Utvendig mål, bruttdybde i mm	490
Nettovekt i kg	2,50
Bruttovekt i kg	3,08