

A 304
Modul
for optimal plassering av opptil 98 prøverør.



- Egnet for f.eks. 98 sentrifugerør, vials, reagensglass
- Plasseringshøydene varierer avhengig av posisjonering
- 1 av disse kan benyttes i hver av kurvene A 100, A 150 & APLW 106

EAN: 4002516854982 / Materialnummer: 12669230 /
Gammelt materialnummer: 69630401D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Innsats/modul for reagensglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av reagensglass	•
Kapasitet	
Hetteglass [antall]	98
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	130
Utvendig mål, nett bredde i mm	222
Utvendig mål, nett dybde i mm	471
Utvendig mål, brutt høyde i mm	150
Utvendig mål, brutt bredde i mm	230
Utvendig mål, brutt dybde i mm	490
Nettvekt i kg	2,30
Bruttvekt i kg	3,15