


A 601
Innsats
for å legge til et ekstra nivå i vogn A 501.



- Uten spylearm

EAN: 4002516854081 / Materialnummer: 12669810 /
Gammelt materialnummer: 69660102D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Annen innsats/annen modul	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	3
SPRI-instrumentrister [antall]	2
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	33
Utvendig mål, nettobredde i mm	590
Utvendig mål, nettodybde i mm	775
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	95
Utvendig mål, bruttbredde i mm	615
Utvendig mål, bruttdybde i mm	780
Nettovekt i kg	2,12
Bruttovekt i kg	2,90