

A 603
Innsats
for å utvide vognen A 500 til 2 nivåer.



- Med spylearm

EAN: 4002516854432 / Materialnummer: 12669820 /
Gammelt materialnummer: 69660302D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Annen innsats/annen modul	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laborateglass	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	3
SPRI-instrumentrister [antall]	2
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	565
Utvendig mål, nettobredde i mm	640
Utvendig mål, nettodybde i mm	790
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	560
Utvendig mål, bruttbredde i mm	715
Utvendig mål, bruttdybde i mm	860
Nettvekt i kg	6,93
Bruttvekt i kg	17,13