


A 605

Modul

for optimal klargjøring av små rør, vials, reagensglass, etc.



- Utstyrt med 98 injektordyser
- Maks. H 160 mm, maks. Ø 20 mm
- Kan settes i vogn A 503

EAN: 4002516854074 / Materialnummer: 12669870 /
Gammelt materialnummer: 69660501D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Innsats/modul for reagensglass	•
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av reagensglass	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Kapasitet	
Reagensglass [antall]	98
Hetteglass [antall]	98
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	158
Utvendig mål, nett bredde i mm	254
Utvendig mål, nett dybde i mm	604
Utvendig mål, brutt høyde i mm	190
Utvendig mål, brutt bredde i mm	288
Utvendig mål, brutt dybde i mm	620
Nettvekt i kg	2,85
Bruttvekt i kg	3,31