

E 466

Injektordyse

for optimal plassering av pusteballonger 8 x 333 mm.



EAN: 4002516854920 / Materialnummer: 12669890 /
Gammelt materialnummer: 69746602D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av anestesie-instrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettodybde i mm	333
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	150
Utvendig mål, bruttodybde i mm	200
Nettvekt i kg	0,85
Bruttvekt i kg	1,00