

E 479

Plassering

for mikroinstrumenter med en diameter på opptil 4 mm.



- Kan brukes i filtre med 5 mm maskevidde
- 50 stk per pose

EAN: 4002516854067 / Materialnummer: 12669910 /
Gammelt materialnummer: 69747902D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Holder	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Transparent
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	5
Utvendig mål, nettobredde i mm	21
Utvendig mål, nettodybde i mm	21
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	100
Utvendig mål, bruttdybde i mm	150
Nettovekt i kg	0,07
Bruttovekt i kg	0,08