

A 606

Modul

til bruk av f.eks. laboratorieglassinnsatser i det øvre nivået på vogn A 503



- Med spylearm

EAN: 4002516853961 / Materialnummer: 12669930 /
Gammelt materialnummer: 69660602D

Produktkategori

Store laboratorievaskemaskiner

•

Produkttilhørighet

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Produktkategori

Annen innsats/annen modul

•

Produktegenskaper

Material

Rustfritt stål, Kunststoff

Farge

Rustfritt stål, Svart

Bruksområde

Klargjøring av laboratorieglass

•

Mål og vekt

Utvendig mål, nettohøyde i mm

97

Utvendig mål, nettobredde i mm

505

Utvendig mål, nettodybde i mm

606

Utvendig mål, bruttohøyde i mm

120

Utvendig mål, bruttbredde i mm

525

Utvendig mål, bruttdybde i mm

610

Nettovekt i kg

2,40

Bruttovekt i kg

3,05