

A 612
Modul
for optimal klargjøring av store laboratorieglass.



- Kan utstyres individuelt med injektordyser
- Egnet for laboratorieflasker 2–10 l, rundkolber 2–6 l
- Egnet for erlenmeyerkolber 2–5 l, målekolber 2–5 l
- Kan settes i vogn A 503

EAN: 4002516854173 / Materialnummer: 12670000 /
Gammelt materialnummer: 69661201D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Innsats/modul for tranghalsede glass	•
Modul for laboratorieglass med stort volum	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Laboratorieglass med stort volum [antall]	4
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	221
Utvendig mål, nett bredde i mm	253
Utvendig mål, nett dybde i mm	608
Utvendig mål, brutt høyde i mm	253
Utvendig mål, brutt bredde i mm	293
Utvendig mål, brutt dybde i mm	648
Nettvekt i kg	3,23
Bruttvekt i kg	3,75