


A 613

Modul

for optimal klargjøring av volumetriske- og målepipetter.



- Utstyrt med 98 injektordyser
- Egnet for målepipetter med et volum fra 1–50 ml
- Egnet for volumetriske pipetter med et volum fra 1–100 ml
- Kan settes i vogn A 503

EAN: 4002516854128 / Materialnummer: 12670020 /

Gammelt materialnummer: 69661301D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Innsats/modul for pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Pipetter [antall]	98
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	194
Utvendig mål, nettobredde i mm	254
Utvendig mål, nettodybde i mm	604
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	217
Utvendig mål, bruttbredde i mm	283
Utvendig mål, bruttdybde i mm	615
Nettovekt i kg	2,69
Bruttovekt i kg	3,05