

E 496

Injektordyse

med festeklemmer for intubasjonsmateriell.



EAN: 4002516854579 / Materialnummer: 12670260 /

Gammelt materialnummer: 69749602D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av anesthesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	120
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120
Nettovekt i kg	0,01
Bruttovekt i kg	0,01